

Fitxa tècnica



Prova BILIRUBINA LÍQUIDS VARIS

Codi prova LB00003163

ID 55

Responsable secció Dr.A.García Osuna/Dr.J. Ordóñez

Laboratori CORE-Bioquímica

Mètode SAL DIAZONI AMB TENSIOACTIU

Espècimen Líquids varis (amb heparina)

Volum 0,2 mL

Condicions de transport: Refrigerat/4°C

Condicions d'obtenció:

Observacions:

Lliurament resultats 24h / 3h URG